

**IMMAGINI DELLA GALLERIA**

**BOTTIGLIA 1000 ML CON DISPENSATORE DA 25 ML**  
**~~10,75 €~~ Il prezzo originale era: 10,75 €.** **9,43 €** Il prezzo attuale  
è: 9,43 €. IVA esclusa

Bottiglie con dispensatore: cap. dispensatore ml 25, cap. bott.  
ml 1000

1

**CODICE: K1477**

### **DESCRIZIONE/DESCRIPTION**

Il dispensatore graduato trasparente in PMP può scorrere lungo il tubo e la variazione di altezza fa variare il volume di liquido erogato.

Il riempimento avviene schiacciando la bottiglia per spingere il liquido lungo il tubo. Una volta raggiunto il livello desiderato, si allenta la pressione ed il liquido in eccedenza viene risucchiato nella bottiglia stessa.

**IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE.**

**Materiale:**

**PE (BOTTIGLIA) PMP (CONTENITORE)**

**IMMAGINI DELLA GALLERIA**

