

**BOTTIGLIA TRASPARENTE COLLO LARGO GL40 - 1000 ML****~~473,60 €~~ Il prezzo originale era: ~~473,60 €~~. **415,58 €** Il prezzo****attuale è: 415,58 €. IVA esclusa**

Bottiglia a collo largo in PFA : cap. ml 1000, filetto DIN Std. GL40,  
Ø mm 95,5 - h mm 214,8

1

**CODICE: K1692****DESCRIZIONE/DESCRIPTION**

Bottiglie in resina fluorurata trasparente, con elevata resistenza alle sostanze chimiche e alla temperatura (-250°C/+270°C).

Chiusura a perfetta tenuta.

**Materiale:****PFA**