

**MATRACCIO TARATO CON TAPPO A VITE - 50 ML****13,20 € Il prezzo originale era: 13,20 €.****11,58 € Il prezzo attuale****è: 11,58 €. IVA esclusa**Matraccio tarato in PMP tappo a vite: ml 50, h mm 143, Ø est.
mm 46, DIN STD GL18

1

CODICE: K2490**DESCRIZIONE/DESCRIPTION**

Perfettamente trasparenti, sono del tutto privi di menisco e quindi permettono una facile lettura. Sono tarati con metodo gravimetrico a +20°C e vengono stampati in un solo pezzo; posseggono pareti spesse per evitare distorsioni.

Il collo particolarmente stretto assicura un'ottima precisione di lettura.

Il volume è fisso ed indicato da una tacca posta sul collo.

Utilizzabili per la preparazione di soluzioni a titolo noto. Ideali anche per diluire campioni ad un volume esatto desiderato nella chimica analitica quantitativa.

Autoclavabili e chimicamente più puliti del vetro poiché non danno luogo a cessioni o assorbimenti.

Forniti completi di tappo a vite.

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.**Materiale:****PMP (TPX®)**