



TAPPO CON CANNUCCIA CURVA, PER BOTTIGLIE A COLLO STRETTO NORMALIZZATO GL 25

~~2,25 €~~ Il prezzo originale era: ~~2,25 €~~. **1,97 €** Il prezzo attuale è:
1,97 €. IVA esclusa

Tappi a spruzzetta: din. std. GL25 for K15801 - K15821 - K15841 -
K15861 - K5881 - K1590

1

CODICE: K3301

DESCRIZIONE/DESCRIPTION

Tappi intercambiabili per bottiglie, attraverso cui passa il tubo ripiegato fornito di serie, che termina con una punta sottile estraibile.

Per ottenere una bottiglia a spruzzetta completa, sono da utilizzare in combinazione con le bottiglie a collo stretto normalizzato, senza tappo, cod. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

Il tubo di erogazione è regolabile in altezza.

Materiale:

PE