

## INCUBATORE REFRIGERATO CON RAMPE ICT-AR 120 LT - DOPPIA PORTA A VISTA E CIECA

~~4.137,00 €~~ Il prezzo originale era: ~~4.137,00 €~~ **3.516,45 €** Il

prezzo attuale è: **3.516,45 €**. IVA esclusa

Incubatore refrigerato con rampe ICT-AR 120 Lt - doppia porta a vista e cieca per uso chimico, microbiologico, farmaceutico, alimentare e cosmetico.

1

**CODICE:** F720207068



### IMMAGINI DELLA GALLERIA



### DESCRIZIONE/DESCRIPTION

L'**incubatore refrigerato con rampe ICT da 120 litri** è uno degli strumenti utilizzati principalmente in microbiologia per monitorare i campioni ad una temperatura costante e inalterata di 37°C ed una ventilazione naturale per evitare di comprometterli. Questo modello ricrea un microclima su misura per la coltura dei microorganismi con lo scopo di non mutare le condizioni circostanti. La temperatura di lavoro, diversamente dalle stufe, non supera gli 80°C. A differenza dei mini-incubatori, i modelli grandi presentano una doppia porta in vetro per ispezionare i campioni potendo aprire lo sportello garantendo la massima performance. Questi incubatori refrigerati con rampe hanno la possibilità di impostare fino a 4 programmi da 8 segmenti

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Temperatura min 20

- Temperatura max 80
  - Precisione  $\pm 0.4$
  - Risoluzione 0.1
- Potenza raffreddante W 70
- Potenza riscaldante W 350
- Dimensioni interne (LxPxA) 500x470x520 mm
  - Ripiani di serie 2
  - Numero ripiani max n. 8
- Dimensioni esterne (LxPxA) 895x680x740 mm
  - Alimentazione V/Hz 230-50/60
  - Peso Kg 68
  - Classe di sicurezza 3.1
  - Capacità lt 120
  - Carico max strumento Kg 100
- Capacità massima per ripiano 20 kg
  - Timer digitale  $\infty$  o 99:59
  - Ventilazione Peltier
- Struttura esterna in acciaio verniciato con polvere epossidica antiacida
  - Camera interna in acciaio inox 18/8
  - Porta interna in vetro temperato
  - Controllo digitale della temperatura
    - Timer digitale
    - Classe di sicurezza 3.1
    - Ottimizzazione dei tempi
- Foro 10 mm sul lato superiore per inserimento termometro o sonde
  - Programmabili con rampe: 4 programmi da 8 segmenti
- Programma software 720.3010.00 con incluso convertitore USB, creazione di grafici e archivio storico

## IMMAGINI DELLA GALLERIA





**Artiglass**

Vendita attrezzature laboratorio

*Sale of laboratory equipment*