

## SIRINGHE IN VETRO 510(k) GLASS SYRINGES

### USO MEDICALE: MEDICAL APPLICATIONS:

Le nostre siringhe in vetro smerigliato LOR da 5 cc e 10 cc sono utilizzate per l'anestesia in campo medico. Sono disponibili con punte in Luer vetro, Luer metallo e Luer Lock. Sia il cilindro che il pistone sono smerigliati per adattarsi perfettamente e per garantire una più accurata scorrevolezza, senza alcun attrito.

Our frosted 5 cc and 10 cc glass LOR syringes are used for anaesthesia in medical field. They are available with a Luer glass, Luer metal and Luer Lock tips. Both barrel and plunger are frosted to perfectly fit and to ensure the most accurate smoothness, without any friction between plunger and barrel.

**Capacità / Capacity: 5cc – 10cc**



### Cono / Tip:



### CARATTERISTICHE GENERALI / GENERAL FEATURES:

- Vetro neutro di prima classe idrolitica. I tubi di vetro sono resistenti a shock termici, urti, corrosione chimica e ripetute sterilizzazioni.
  - Le punte Luer in metallo e Luer Lock sono realizzate in ottone di alta qualità, nichelato.
  - Marcatura permanente e chiara della graduazione.
  - La flangia piatta su due lati impedisce il rotolamento.
  - L'imballaggio standard è costituito da vassoi di plastica contenenti 6 pezzi, imballati su scatole di cartone da 36 pezzi.  
L'applicazione di anelli in Nonprene previene eventuali danni da trasporto
- Neutral glass of first hydrolytic class. The glass rods are resistant to thermal shock, impacts, chemical corrosion and repeated sterilization.
  - Luer metal and Luer Lock tips are made of high-quality Swiss brass, Nickel or Chrome plated.
  - Permanent and clear marking with graduations.
  - Two sides flat flange prevent from rolling.
  - The standard packaging consists of plastic trays containing 6 pieces, which are packaged on cardboard boxes of 36 pieces.  
Nonprene shroud application prevents transit damages

### CERTIFICAZIONE / CERTIFICATION:

- Autorizzazione 510(k) – Approvazione FDA (Food and Drug Administration)
- 510(k) clearance - FDA (Food and Drug Administration) approved
- Artiglass applica un Sistema di gestione della qualità in conformità ai requisiti UNI EN ISO 9001:2015  
Artiglass applies a quality management system in compliance with the UNI EN ISO 9001:2015 requirements